



# SYNCHROTRON LIGHT RESEARCH INSTITUTE



สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# แสงซินโครตรอน

แสงซินโครตรอน คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกบล็อกจากอนุภาคที่มีประจุ เข่น อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงเกือบท่าความเร็วแสงและมีความเร่ง และถูกบังคับให้เลี้ยวเบนด้วยสนามแม่เหล็ก ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นั่นคือ “แสงซินโครตรอน”

## เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Source)


ในประเทศไทยมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ชื่อเรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงสยาม (Siam Photon Source) มีส่วนประกอบดังนี้

### 1. ปืนอิเล็กตรอน (Electron Gun)

ปืนอิเล็กตรอน ทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับไส้โลหะของปืนอิเล็กตรอนจนร้อน ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมานอกนั้นใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงสูงขึ้นมาในการดึงอิเล็กตรอนให้วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน

### 2. เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง (Linear Accelerator : Linac)

เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง ทำหน้าที่เร่งพลังงานอิเล็กตรอนในแนวสันตรงด้วยคลื่นไมโครเวฟ จนมีพลังงานสูงถึง 40 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (40 MeV) และส่งไปยังเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม



### 3. เครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม (Booster Synchrotron)

ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานอิเล็กตรอนในแนววงกลมด้วยคลื่นวิทยุ ซึ่งการที่จะเร่งอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงมากตามที่เราต้องการด้วยเครื่องเร่งอนุภาคในแนวสันตรงเพียงอย่างเดียวันนี้ ตัวเครื่องเร่งอนุภาคจะต้องมีความยาวหลายกิโลเมตร แต่ด้วยการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ จึงได้ออกแบบเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม เพื่อมีน้ำหนักน้อยลง ให้能在แนววงกลม และมีพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีพลังงานเท่ากับ 1,000 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (1 GeV) ในเวลาประมาณ 0.6 วินาที หรือเกือบเท่าความเร็วแสงแล้วจึงถูกส่งต่อไปยังวงกัดเก็บอิเล็กตรอนต่อไป

## คุณสมบัติของแสงซินโครตรอน

แสงซินโครตรอนเป็นแสงที่มีคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นหลายประการ เช่น มีความสว่างจำากกว่าแสงอาทิตย์หลายเท่า ลำแสงมีขนาดเล็ก มีความเข้มแสง ความคงขัด และสามารถการทะลุทะลวงสูง มีสเปกตรัมต่อเนื่องครอบคลุมกว้างพลังงานตั้งแต่แสงอินฟราเรด แสงที่ตามองเห็น แสงอัลตราไวโอเลต จนถึงรังสีเอกซ์ ทำให้แหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงชนิดเดียวที่สามารถเลือกช่วงความยาวคลื่นหรือพลังงานที่ต้องการใช้ประโยชน์ได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้หลากหลาย ทั้งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น การแพทย์ เกษตรกรรม โบราณคดี และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แสงซินโครตรอนยังเป็นพาทสำคัญอย่างยิ่งต่องานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต อีกด้วย

#### 4. วงศ์ก๊อกเก็บอิเล็กตรอน (Storage Ring)

วงศ์ก๊อกเก็บอิเล็กตรอน ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานเร่งอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงถึง 1,200 ล้านอิเล็กตรอนไวโอลท์ ( $1.2 \text{ GeV}$ ) วงศ์ก๊อกเก็บอิเล็กตรอนประกอบด้วยแม่เหล็กชนิดต่างๆ ได้แก่ แม่เหล็กสองขั้ว สี่ขั้ว และหกขั้ว เพื่อทำหน้าที่บังคับให้อิเล็กตรอนพลังงานสูงเหล่านี้ เคลื่อนที่ภายในท่อสูญญากาศโดยบริเวณที่เป็นแม่เหล็กบังคับเลี้ยวสองขั้ว (**Bending magnet**) จะเป็นบริเวณที่มีการปลดปล่อยพลังงานออกมากในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเราเรียกว่า แสงชินໂครตอรอน

#### 5. แสงชินໂครตอรอน (Synchrotron Light)

แสงชินໂครตอรอน คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง และถูกบังคับให้เลี้ยวโดยด้วยสนามแม่เหล็กซึ่งจะปลดปล่อยแสงชินໂครตอรอนออกมากโดยแสงชินໂครตอรอนที่ผลิตขึ้นมาเนื่องจากสมบัติพิเศษ เช่น มีความสว่างจagger ดวงอาทิตย์ถึงล้านเท่า ความเข้มสูง และมีความถี่ครอบคลุมตั้งแต่ยาวอนิฟราเรด แสงที่ตามองเห็น แสงอัลตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์

#### 6. ระบบลำเลียงแสง (Beamlines: BL)

ระบบลำเลียงแสง ประกอบด้วย ท่อสูญญากาศ (Vacuum) กระจกความแสง (Collimating mirror) เครื่องคัดเลือกพลังงานแสง (Monochromator) กระจกโฟกัสแสง (Focusing mirror) ระบบช่องสำหรับแสงส่องผ่าน (Slit system) และ อุปกรณ์ป้องกันอยู่อื่นๆ ส่วนท้ายสุดของระบบลำเลียงแสงจะเป็นสถานีทดลอง ซึ่งมีระบบวัดสัญญาณติดตั้งอยู่เพื่อดำเนินงานด้วยเทคนิคการทดลองเฉพาะด้านเพื่อทำการวิจัยต่อไป


#### 7. สถานีทดลอง (Experimental Station)

ณ สถานีทดลอง เมื่อแสงชินໂครตอรอนวิ่งเข้ากับตัวอย่างจะเกิดการสะท้อน (Scattering) หรือการดูดซึม (Absorption) หรือการปลดปล่อย (Emission) หรือการเรืองรังสี (Fluorescence) แล้วผ่านตัวตรวจดัดสัญญาณ (Detector) ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยนักวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างของสารในระดับโมเลกุล หรือโครงสร้างอะตอม


#### 8. อุปกรณ์แทรก (Insertion Devices)

การผลิตแสงชินໂครตอรอนนั้น หากต้องการแสงที่มีรีดับความเข้มแสงและระดับพลังงานสูงตามที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แทรก (Insertion Devices) ติดตั้งให้กับเครื่องกำเนิดแสงชินໂครตอรอน โดยอุปกรณ์แทรกที่เรานำมาใช้ ณ เครื่องกำเนิดแสงสยามมี 3 ชนิด คือ

- Undulator คือ อุปกรณ์แทรกประเภทที่เพิ่มความเข้มแสงชินໂครตอรอน
- Multi-pole Wiggler Magnet คือ แม่เหล็กภาคระยะห์ แม่เหล็กหลายขั้วเพื่อเพิ่มพลังงานของแสงชินໂครตอรอน สำหรับการผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูงซึ่งมีความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ของรังสีแกมมา
- Superconducting Wavelength Shifter คือ แม่เหล็กอุปกรณ์แทรกที่มีค่าสนามแม่เหล็กสูงสุด  $6.5 \text{ Tesla}$  เพื่อผลิตแสงให้มีพลังงานในช่วงเอกซ์พลังงานสูง (hard X-ray)



# การผลิตแสงซินโครตรอน



**ขั้นตอนที่หนึ่ง** ทำการผลิตอิเล็กตรอน โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับไดอะแฟล์มของปืนอิเล็กตรอนเกิดความร้อนจนอิเล็กตรอนหลุดออกมานา จากนั้นจึงใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงสูงขับ梧ในการดึงอิเล็กตรอนให้วงไปในทิศทางเดียวกัน

**ขั้นตอนที่สอง** เป็นการเร่งความเร็วอิเล็กตรอนด้วยคลื่นแม่โคโรเวฟ โดยเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง หรือ Linac เพื่อเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วสูงถึง 40 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ จากนั้นป้อนอิเล็กตรอนนี้เข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลมหรือเครื่องซินโคโรตรอน

**ขั้นตอนที่สาม** อิเล็กตรอนภายในเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลมถูกบังคับให้วงเป็นวงกลมและมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคลื่นวิทยุ จนกระทั่งมีความเร็วสูงเกือบท่าความเร็วแสง (1,000 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์) หลังจากนั้นอิเล็กตรอนจะส่งเข้าสู่วงกักษะอิเล็กตรอนเป็นขั้นตอนสุดท้าย

**ขั้นตอนที่สี่** วงกักษะอิเล็กตรอนทำหน้าที่เพิ่มพลังงาน เร่งอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงถึง 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ (1.2 GeV) ด้วยการใช้สนามแม่เหล็กบีบบังคับให้อิเล็กตรอนเลี้ยวเบนและปลดปล่อยแสงหรือไฟต่อนอกมาขณะเลี้ยวเบน และกักษะอิเล็กตรอนที่ผลิตขึ้น เพื่อนำแสงซินโคโรตรอนมาใช้ประโยชน์และให้บริการแก่นักวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยต่างๆ ต่อไป

# ข้อมูลเทคนิคที่ให้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม

สถาบันวิจัยแสงชีนโคตรอน (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยามเพื่อให้บริการแสงชีนโคตรอน ที่ครอบคลุมงานวิจัยแขนงต่างๆ อาทิ พลิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น

## ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W : เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์มูมเล็ก (Small Angle X-ray Scattering : SAXS)

เป็นเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์มูมเล็ก สำหรับศึกษาโครงสร้างขนาด รูปร่างของสารในระดับนาโนเมตรหรือการจัดเรียงตัวของโมเลกุลในวัสดุ เช่น พอลิเมอร์ เส้นใย หรือโปรตีน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลด้านคุณสมบัติความเป็นผลึก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำนายสมบัติบางประการจำพวก ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของสารได้

### ข้อมูลทางเทคนิค

Technique : Small Angle X-ray Scattering (SAXS), Wide Angle X-ray Scattering (WAXS)

Applications : Nano structural investigation of materials, Nano particle size analyses

Radiation source : Multipole wiggler

Photon flux at sample :  $\sim 1 \times 10^{11}$  phs/s

Photon energy range : 6-10 keV (optimized at 9.5 keV)

Beam collimation : 3 slits + 1 guard slit

Monochromator type : Double Multilayer Monochromator (W/B4C)

Energy bandwidth : 1%

Focusing element : Toroidal mirror

Detectors : CCD (Mar165) / Image Plate Mar 345

Sample-detector distance : 140 - 5000 mm (WAXS/SAXS modes)


Minimum  $q$  :  $0.06 \text{ nm}^{-1}$

Measurable characteristic length :  $\sim 1 - 100 \text{ nm}$

Sample type : Powder / solid / liquid / fiber

Sample environment : In air

Beamline status : Operational



## ระบบลำเลียงแสงที่ 2.2 : เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์แบบ Time Resolved (Time Resolved X-ray Absorption Spectroscopy : TRXAS)

เป็นเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ที่ใช้ศึกษาโครงสร้างระดับอะตอม ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความดัน แก๊ส กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาใดๆ ชั้นเทคนิคดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาตัวเร่งปฏิกรณ์เชลล์หรือเพลิงต่างๆ เชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เป็นต้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

Electron energy : 1.2 eV

Operational photon energy : 2.4-12 keV

Crystal : Si (111) size 250 x 25 x 1 mm<sup>3</sup>

Detector : NMOS linear image sensor (1,024 pixels, Hamamatsu)

Measurement mode : transmission


Sample form : solid, liquid

Element can be measured


K edge

M5 edge

L3 edge



BL2.2:TRXAS



## ระบบจำเลียงแสงที่ 3.2Ua : เทคนิคฟ็อกซ์มีชั้นสเปกตรอสโกปี (Photoemission Electron Spectroscopy : PES)

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนของธาตุที่เจือปนอยู่ในวัสดุ และคุณสมบัติทางเคมี เช่น สถานะออกซิเดชันของธาตุ โดยการวัดพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากวัสดุเมื่อมีการตุนด้วยแสงchein โครงสร้าง

### ข้อมูลทางเทคนิค

#### Photon sources

Synchrotron from the undulator U60 (VLSPGM) Photon energy: 40 -160, 220-1,040 eV

Resolving power: 10,000@flux  $1 \times 10^{10}$  phs.

Beam size: 0.3 mm (H) x 0.1 mm(V)

He UV discharged lamp (HeI: 21.22 and HeII: 40.8 eV)

Beam size: 1 mm (H) x 1 mm(V)

Operating pressure:  $10^{-8}$  mbar

#### PES Modes of operation

Angle-resolved/integral PES (ARUPS10/ALPHA110)

Auger electron spectroscopy (AES: <5keV; Ø <0.1mm)

Low-energy electron diffraction (LEED)

Molecular beam epitaxy (MBE)

Reflected high-energy electron diffraction (RHEED)

Surface magneto-optic Kerr effect (SMOKE)

in-situ surface treatment

Ar ion sputtering (<3keV)

Annealing (-120 ~ 1,000 °C)

UHP gas exposure (Ar, He, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>)

#### XPS: Soft x-ray PES

Angle-integral PES (CLAM2)

Absorption spectroscopy in total yield mode

in-situ surface treatment: Ar ion sputtering (<3keV)

Beam size: 3.7 mm (H) x 0.8 mm(V)

Sample holder: 20 mm x 30 mm

#### XAS: Soft x-ray absorption

Electron yield & channeltron yield modes

Sample holder: 20 mm x 20 mm

#### Sample requirements

Preferably electrically conductive

Sample size < 8mm x 8mm x ±1mm for ARPES,

inorganic & organic MBE, in-situ treatments

## ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ub: เทคนิคการถ่ายภาพจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบฟ็อกอัมสชัน (Photoemission Electron Microscopy : PEEM)

เป็นเทคนิคสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวของตัวอย่าง โดยการถ่ายภาพจากอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยออกจากตัวอย่าง เมื่อแสงซินโครตรอนตกกระทบ และสามารถเลือกภาพถ่ายเฉพาะบริเวณที่สนใจ โดยมีความละเอียดระดับนาโนเมตร ในการศึกษาคุณสมบัติโครงสร้างระดับอะตอมและคุณสมบัติทางเคมีบนพื้นผิวบริเวณดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การศึกษาปัมมหากาเรเกิดลายไม้ (wood grain) ในเหล็กวีดร้อน และการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบบนโลหะ เป็นต้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

Technique : Photoemission Electron Microscopy (PEEM)

Applications : Electron microscopy for surface, interface and thin-film researches.

Radiation source : U-60 undulator

Photon flux at sample :  $\sim 10^{12}$  phs/s at 100 eV

Photon energy range : 40-160eV and 220-1040 eV

Monochromator type : Varied-line-spacing plane-grating monochromator

Energy bandwidth : 0.01% minimum

Model : Elmitec PEEM III

Image resolution : 30 nm

Sources : Synchrotron, Hg UV lamp, electron gun for low-energy electron microscopy (LEEM)


Samples : Must be flat and smooth, ultra-high vacuum compatible, and electrically conductive. Sample holder for flat and thin samples can heat up to  $> 1500^{\circ}\text{C}$ . Non-conductive samples can be coated with metal films before imaging.

Detectors : Micro-channel plate, Sensicam QE CCD camera

Analyzer : Hemispherical electron energy analyzer

Sample environment : Ultra-high vacuum. Base pressure at  $\sim 10^{-10}$  torr.

Beamline status : Operational



## ระบบจำเลียงแสงที่ 4.1 : เทคนิคอินฟราเรดสเปกตรสโคป (Infrared Spectroscopy : IR)

เป็นเทคนิคการดูดกลืนแสงในย่านรังสีอินฟราเรด เพื่อให้วิเคราะห์ ตรวจสอบและศึกษาโครงสร้างของโมเลกุล เงื่อนสารขั้วโมเลกุล พอลิเมอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดในการศึกษาสารตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก เช่น เชลล์พีช เชลล์สัตว์ เส้นผม และเส้นใย เป็นต้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

Photon Energy range : Between 0.0124-0.496 eV

Wavelength : 1-100 microns

Source : Edge and Bending Magnet Radiation Horizontal 87 mrad x Vertical 25 mrad

Optics : Combination of flat, cylindrical and spherical mirrors. Beam divided to feed up to 3 IR spectrometers

Flux @ 1st optical element :  $3.11 \times 10^{13}$  Photons/s/0.1% bw @ 10 μm for 100 mA stored current

Polarization : Both linearly (bending magnet emission) and radially polarized (edge radiation)

Beam size@sample : at diffraction limit ( $\sim 5 \times 5 \mu\text{m}^2$ )

Flux on sample : 1st Branch:  $\sim 7.05^{12}$  Photons/s/0.1% bw

2nd Branch:  $\sim 7.00^{12}$  Photons/s/0.1% bw

3rd Branch:  $\sim 5.95^{12}$  Photons/s/0.1% bw

before entrance to the interferometer

Mode of measurement : Reflection, Transmission, Transflection

### Equipments

Spectrometer : Vertex 70 spectrometer

Microscope : Hyperion 2000 microscope

Detector : 250 micron MCT

Objective : 15X Schwarzschild Objective

36X Schwarzschild Objective

ATR Objective

Grazing Angle Incidence Objective

### Accessories :

-- Fluorescence accessory for Hyperion 2,000, Mercury arc source, power supply, mechanical and optical adaptation of lamp housing. Filter set for fluorescence observation with excitation filter and beam splitter (excitation 420-490 nm, observation 520-1,100 nm, dichroic beam splitter 505 nm)

-- Heating stage (up to 150 °C)

Softwares : Opus 7.0®

Unscrambler X®

Cytospec 2.0®

BL4.1: IR Spectroscopy  
and Imaging

## ระบบลำเลียงแสงที่ BL5.2: เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (มทส. - นาโนเทคโนโลยี - สช.) (SUT-NANOTEC-SLRI XAS Beamline)

ระบบลำเลียงแสงนี้เป็นสถานีร่วมวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์นานาชาติ และสถาบันวิจัยแสงシンโคตรอน (มทส. – นาโนเทคโนโลยี - สช.) เป็นเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สำหรับการศึกษาโครงสร้างสารในระดับอะตอม สามารถวิเคราะห์สถานะทางเคมี และโครงสร้างโดยรอบของอะตอมที่สนใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความยาวพันธะ ลักษณะการจัดเรียงตัว หรือขั้นตอนของอะตอมรอบข้าง เทคนิคนี้ไม่ทำลายสารตัวอย่างและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้หลากหลายสาขา เช่น วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และโบราณคดี โดยสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างได้ทั้งในสภาพของแข็ง และของเหลว

### ข้อมูลทางเทคนิค

Energy range : 1380 eV-12100 eV

Crystal type : InSb(111) และ Ge(220)

Beam size at the sample : 13 mm (width) × 1 mm (height) (Transmission mode)

20 mm (width) × 1 mm (height) (Fluorescence mode)

Flux :  $10^8$ - $10^{10}$  photons/sec at 100 mA

Energy resolution :  $2 \times 10^{-4}$

Experimental Setup : Transmission mode with Ion chambers

Fluorescence mode with 4 element S<sup>6</sup> drift detector

Supported *in-situ* cell : heating cell (Transmission mode and Fluorescence mode)

Sample conditions : solids and liquids

## ระบบลำเลียงแสงที่ 6a : เทคนิคการอาบรังสีเอกซ์สำหรับการประดิษฐ์โครงสร้างจุลภาคและการอาบรังสีเอกซ์ลับบนวัสดุ (Deep X-ray Lithography : DXL)

เป็นเทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคสามมิติระดับไมโครเมตร (1 ใน 1,000 มิลลิเมตร) เทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนจักรกลขนาดเล็ก เพื่องานพิมพ์ เช่นเซอร์ และแม่พิมพ์จุลภาค รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เมื่อได้รับรังสีเอกซ์ (white beam)

### ข้อมูลทางเทคนิค

Energy range : 2 keV - 8 keV

Source - to - sample distance : 17.99 m

Beam size at the sample : H : 79 mm, V : 15 mm

Vertical scanning length of sample : 120 mm

Exposure area : Up to  $\phi$  76 mm or square 76 mm x 76 mm


Mark - substrate size : Up to circular  $\phi$  95 mm or square 95 mm x 95 mm

Photoresist thickness : 1 - 1300  $\mu$ m for SU - 8

1 - 500  $\mu$ m for PMMA

Mark - resist rotation :  $\pm 60^\circ$

Scanning Speed (vertical scanning) : 2.87 mm/s



## ระบบลำเลียงแสงที่ 6b : เทคนิคการสร้างภาพการเรืองรังสีเอกซ์ (micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging : $\mu$ -XRF)

เป็นเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เพื่อใช้ตรวจสอบและติดตามองค์ประกอบของธาตุในระดับอะตอม เช่น หิน โลหะ หรือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต เช่น ใบไม้ ต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาการกระจายตัวของธาตุต่างๆ ได้โดยการสร้างภาพการเรืองรังสีเอกซ์

### ข้อมูลทางเทคนิค

Technique : Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging

Photo energy : 2 – 10 keV (white beam)


Sample : ของแข็ง, ผง, ตัวอย่างมีชีวิต เช่น ใบไม้

Beam Size : 30 x 50  $\mu\text{m}^2$

Detector : Si(PIN) detector with energy resolution of 160 eV

Sample environment : อากาศ

Silicon drift detector 139 eV



## ระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W : เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สำหรับผลึกโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecule Crystallography : MX)

เป็นเทคนิคที่ใช้หิ协调发展สารมิटิกของโปรตีนและโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง เช่น เอนไซม์ ชั้บสเตรท โคเอนไซม์ โคแฟกเตอร์ กรดนิวคลีอิก เป็นต้น เพื่อศึกษาถึงกลไกการทำงานของสารตัวอย่าง ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เข้าก่อโรค ใช้ในการดำรงชีวิต เป็นต้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

Technique : Macromolecule Crystallography

Radiation source : superconducting wavelength shifter

Photon energy : 12.7 keV

Flux :  $1 \times 10^9$  photon/second at 100 mA

Sample : Protein crystals

End-station : mardtb single-axis goniometer system

Cryogenic system : 100K with Oxford Cryosystems: 700 series

cryostream nitrogen cooler

Detector : marCCD with 165 mm in diameter (21,000 mm<sup>2</sup>)

Crystal-to-detector distance : Up to 390 mm



## ระบบลำเลียงแสงที่ 8 : เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ( X-ray Absorption Spectroscopy : XAS )

เป็นเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สำหรับการศึกษาขั้นดิบของธาตุ และสารประกอบ รวมถึงการจัดเรียงตัวของอะตอมรอบๆ อะตอมของธาตุที่สนใจ นอกจากนี้ยังใช้ในการระบุสถานะของอะตอมของธาตุ ศึกษาลักษณะพันธะเคมีสมมาตร โดยอัตโนมัติ เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถทำได้ ณ ระบบลำเลียงแสงนี้ เช่น การศึกษาโครงสร้างอะตอมของธาตุทรานสิชั่นในเชิงมิกไไฟฟ์ สารเร่งปฏิกิริยา สารกึ่งตัวนำ เชลล์เบื้องเพลิง อัญมณี และวัตถุโบราณ รวมถึงกลุ่มธาตุแคลเซียม ชัลเฟอร์ ในผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ และฟอสฟอรัสในดิน เป็นต้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

Technique : X-ray absorption spectroscopy (XANES and EXAFS)

Research area : Chemical and structural analyses

Energy range : 1.25 keV to 10 keV

Source type : bending magnet

Beam size : 10 mm (h) x 1 mm (v)

Flux at sample :  $1 \times 10^8$  to  $1 \times 10^{11}$  photons/s.100mA

Energy resolution :  $1 \times 10^{-4}$  to  $3 \times 10^{-4}$

Beamline status : Operational



# วิธีการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน

- รายละเอียดศึกษาได้ที่เว็บไซต์ [www.slri.or.th](http://www.slri.or.th) ในเมนู “ขอใช้แสง”
- ยื่นข้อเสนอโครงการมาที่ <http://beamapp.slri.or.th/>

## กระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน (Beamtime Allocation Procedure)



ส่วนงานบริการผู้ใช้ โทรศัพท์: 044-217040 ต่อ 1603–1605 E-mail: [useroffice@slri.or.th](mailto:useroffice@slri.or.th)

# การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ใช้บริการแสงชีนໂຄຣຕຣອນ

การดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้บริการแสงชีนໂຄຣຕຣອນทางสถาบันวิจัยแสงชีนໂຄຣຕຣອນมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการแสงชีนໂຄຣຕຣອນอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

## การอบรม Users Experimental Training

เป็นการจัดอบรมสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการแสงชีนໂຄຣຕຣອນใหม่ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการเข้ามาใช้ในเทคนิคต่างๆ โดยผู้ที่เป็นวิทยากรจะเป็นกลุ่มนักวิจัยในแต่ละสถานีทดลองที่เปิดการอบรมและผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเปิดอบรม 2 ช่วงคือ เดือนมกราคม และ ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี



## การอบรม ASEAN Workshop

เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงชีนໂຄຣຕຣອนอีกด้วย โดยการจัดอบรมดังกล่าวจะมีการเชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการแสงชีนໂຄຣຕຣອนมาแล้ว



## การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับแสงชีนໂຄຣຕຣອນ

ค่ายจำแสงแห่งอนาคต : เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับวิชาการตอบทุกความ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน



ค่ายชีนໂຄຣຕຣອນอาเซียน : เป็นค่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านแสงชีนໂຄຣຕຣອน โดยเป็นการปูพื้นฐานด้านแสงชีนໂຄຣຕຣອน และมีการแยกกลุ่มทำปฏิบัติการจริงในแต่ละเทคนิคตามความสนใจของผู้เข้าร่วมระยะเวลาของการทำกิจกรรมทั้งหมด 5 วัน




ค่ายครุวิทยาศาสตร์ : เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับครุวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงชีนໂຄຣຕຣອนสู่ครุ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อเยาวชนต่อไป ระยะเวลาของการทำกิจกรรมทั้งหมด 5 วัน



รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ สามารถค้นหาได้ที่ [www.slri.or.th](http://www.slri.or.th), [f :SLRI.THAILAND](https://www.facebook.com/SLRI.THAILAND)

# ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม





## การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการศึกษาโครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์โดยแสงシンโครตรอน

การศึกษาโครงสร้างผลึกของขั้นงานพอลิไพรไฟลินที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีด ของคณะวิจัยของบริษัทไทยพอลิเอมิลีนจำกัด ในเครือ บริษัท เอสชีจี เคมีคอล์ ด้วยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์รัมมูลเล็ค (Small Angle X-ray Scattering: SAXS) ณ สถานีทดลองที่ 1.3W ผลการทดลองบ่งชี้ให้เห็นว่าการขึ้นรูปขั้นงานด้วยวิธีการฉีด ทำให้ส่วนที่เป็นผลึกของพอลิไพรไฟลินมีการวางตัวอย่างเป็นระเบียบตามทิศทางของการฉีด และแสดงแบบจำลองการเรียงตัวของสายโพลิไพรไฟลินที่มีการพับทบกันไปมานานเกิดเป็นขั้นของเส้นใย (lamellar fibril) ขั้นของเส้นใยเหล่านี้คือส่วนที่เป็นผลึกของพอลิไพรไฟลินที่มีการซ้อนทับจนเกิดเป็นโครงสร้างที่มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการฉีดสารขึ้นรูปขั้นงาน จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงกลของพอลิไพรไฟลิน เช่น ความสามารถในการทนแรงกระแทก (impact resistance) และมอร์ดูลัสการดัดดอง (flexural modulus) รวมไปถึงสภาวะต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกในอุตสาหกรรมได้

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่มีรูทีเนียมและเชอร์โอดีเมียมเป็นโปรโมเตอร์ สำหรับปฏิกิริยาฟิวเขอร์-ไทรป์ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน

กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงชีวนิครอตตอน(องค์การมหาชน) ได้ร่วมทำการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เจือโลหะรูทีเนียมและเชอร์โอดีเมียมออกไซด์บันชิลิกาในปฏิกิริยาฟิวเขอร์-ไทรป์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญในการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ โดยเทคนิค XANES ที่ระบบลำเลียงแสง TRXAS ณ สถานีทดลองที่ 2.2 ผลการศึกษาพบว่าที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสสามารถลดรูป  $\text{Co}_3\text{O}_4$  เป็นโลหะโคบอลต์ ( $\text{Co}$ ) ได้ โดยกลไกการรีดักชันเกิดผ่านโคบอลต์ที่อยู่ในรูป  $\text{CoO}$  อีกทั้งสามารถออกได้ว่ารูทีเนียมและเชอร์โอดีเมียมออกไซด์นั้น ส่งผลต่อความสามารถในการรีดักชันของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ โดยทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยานั้นมีความสามารถในการรีดักชันดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์พัฒนาไปเป็นนิodicที่ว่องไวมากขึ้น ในกระบวนการปฏิกิริยาฟิวเขอร์-ไทรป์ ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยเทคนิค XANES ดำเนินงานที่ระบบลำเลียงแสง TRXAS จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการฟิวเขอร์-ไทรป์ นับเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์

# ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ



## ค้นพบชั้นอิเล็กตรอนสองมิตินำไฟฟ้าบนผิวของโลหะ ออกไซด์ชนิดใหม่ $KTaO_3$

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประยุกต์ใช้เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES) ณ สถานีทดลองที่ 3.2a เพื่อศึกษาสารประกอบโพแทสเซียมແแทบทาลัมออกไซด์ ( $KTaO_3$ ) พบว่ามีคุณสมบัติคล้ายกับสตอรอนเทียมไททาเนียมออกไซด์คือเกิดขั้นอิเล็กตรอนที่นำไฟฟ้าบนผิวเมื่ออาบด้วยแสงชนิดครอตตอนในย่างรังสีอัลตราไวโอเลต โดยนักวิจัยสามารถใช้เทคนิคไฟฟ้าอิมิชันช่วยในการออกแบบออกซิเมต์ ของความคล่องตัวของอิเล็กตรอนได้


## เทคนิค X-PEEM สำหรับวิเคราะห์การกัดกร่อนในโลหะ : กรณีศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13

คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาเบรเยลเพื่อบรรลุการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบด้วยฟิล์มบางโดยเมียนไม้เตอร์ ด้วยเทคนิค X-PEEM ณ สถานีทดลองที่ 3.2b พบว่าขั้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ผ่านการเคลือบผิวฟิล์มบางโดยเมียนไม้เตอร์ มีความสามารถในการด้านทาน การกัดกร่อนได้สูงกว่าขั้นงานเหล็กเครื่องมือ H13 (ที่ยังไม่เคลือบผิว) นอกจากนั้นแล้วการทดสอบความด้านทานของเหล็กกล้าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 3.5% (เท่ากับน้ำทะเล) พบว่าบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อนจะมีสารประกอบโดยเมียนออกไซด์เกิดขึ้น ซึ่งสารประกอบโดยเมียนออกไซด์จำพวกนี้มักจะเป็นตัวป้องกันผิวไม่ให้เกิดการกัดกร่อน โดยทั่วไปแล้วจะปรากฏในรูปของ  $Cr_2O_3$  ซึ่งเป็นขั้นฟิล์มที่มีเสถียรภาพ ส่วนบริเวณที่เกิดการกัดกร่อนจะปรากฏสารประกอบจำพวกเหล็กออกไซด์ในรูปของ  $Fe_2O_3$  หรือเรียกอีกอย่างว่า เอมาタイト (Hematite) ซึ่งเป็นสนิมเหล็กนั่นเอง

## เทคนิค FTIR Microscopy ผันนาการตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับ

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในตับ สามารถทำการตัดสินใจทางด้านสารเคมีที่มีผลกระทบต่อตับ ได้จากการตัดสินใจทางด้านสารเคมีที่มีผลกระทบต่อตับ ที่ต้องการทราบ วิเคราะห์และจำแนกความผิดปกติในตับ ผลการทดลอง ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับสามารถลดลงจากชั้นของผู้ป่วยโรคตับด้วยความถูกต้อง 96 % ทุกัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ต่ำลงด้วย การวิเคราะห์ตัวถัง ถึงใช้เวลาในการวิเคราะห์สั้น ไม่ยุ่งยาก ตัวอย่างไม่จำเป็นสารเคมี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

# ร่างกายและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม



## spectroscopy ในการรับรู้จากผู้ป่วยที่เป็นโรค


ปกติที่เกิดจากการพัฒนาในการตรวจวินิจฉัยได้หลายวิธีซึ่งมีค่าทางเคมีและใช้เวลานาน การ spectroscopy ณ สถานีนี้ แนะนำทางที่นำมาใช้ในการปกติของชีริ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคพบว่าสเปคตรัมจากชีริ่มของยาแยกร่วมกันและชีริ่มของคนปกติโดยพบว่ามีค่าขณะโครงสร้างเดิม อีกทั้งยังมีปริมาณไนมันและเทคนิคเม็ดตันทุนต่ำ รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดีองผ่านกระบวนการการใช้เลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยความเร็งตัวในอนาคต

## ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

สถาบันวิจัยแสงชีวนิครอตตัน (องค์การมหาชน) พัฒนาคิดค้น "ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์" ด้วยเทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL) ณ สถานีทดลองที่ 6a ซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายสูงมาใช้ในการผลิตขึ้นส่วนของตัวแสดงผลอักษรเบรลล์ ทำให้ได้ขั้นงานมีความคมชัดและแม่นยำสูง จึงสามารถผลิตขึ้นส่วนของเครื่องได้ โดยชุดอักษรเบรลล์ที่ผลิตขึ้นมาจะมีโปรแกรมเขียนต่อ กับคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงอักษรปกติให้เป็นอักษรเบรลล์และประมวลผลเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เมื่อผู้พิการทางสายตาสัมผัสถี่แล้ว อักษรเบรลล์บนเครื่องจะสามารถอ่านข้อความที่ป้อนผ่านคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้คนตาบอดได้อ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ทั้งนี้การที่ทางสถาบันฯสามารถผลิตชุดแสดงผลอักษรเบรลล์เป็น 10 เซลล์ได้นี้จะสามารถลดภาระนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนในการสร้างอุปกรณ์มีราคาถูกลง

## การศึกษาจากเกรียงโบราณของไทยด้วยแสงซีนโครตรอน

"กระเจริญ" หรือกระดาษที่ใช้ประดับตกแต่งวัดพระแก้วได้รับการยกย่องว่ามีเอกลักษณ์วิจิตรงาม แต่ในปัจจุบันวิธีการทำกระเจริญได้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา จึงส่งผลต่อการบูรณะในสถานที่สำคัญของไทยให้คงทั้งเอกลักษณ์และความสวยงามไว้เหมือนเดิม จากการศึกษาและวิเคราะห์ด้วย ด้วยเทคนิค X-ray absorption (XAS) ณ สถานีทดลองที่ 8 ทำให้ทราบถึงธาตุ การจัดเรียงตัวของธาตุ และองค์ประกอบที่สำคัญของกระเจริญแต่ละสีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในงานวิจัยครั้งนี้ คือ คิดค้นสูตรและทดลองทำกระเจริญประดับใหม่ลักษณะใกล้เคียงกับกระเจริญโบราณให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้ในงานบูรณะปฏิสังขรณ์ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต



# SYNCHROTRON LIGHT RESEARCH INSTITUTE

ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง สู่อุตสาหกรรมและนวัตกรรม



## สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)

111 อาคารศิรินธริยวิชัย ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลลสรุณารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4421-7040 โทรสาร 0-4421-7047 E-mail : siampl@slri.or.th

Website : [www.slri.or.th](http://www.slri.or.th) Facebook : <http://www.facebook.com/SLRI.THAILAND>

## สำนักงานกรุงเทพมหานคร

75/47 อาคารโยธี ชั้น 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-3954 โทรสาร 0-2354-3955

