


ตัวอย่างงานวิจัย


Phosphorus in soil treatment systems:
Accumulation and mobility.



In rural areas of Sweden, water quality is vulnerable to phosphorus leakage from septic tanks with subsequent soil treatment system (STS). Soil samples from six STS (11-28 years old, 0.32-0.87 kg P/m³) were analyzed by linear combination fits for their XANES spectra. It was found that aluminum phosphates or P adsorbed to aluminum (hydr)oxides and organically bound P, were important sinks of P.

Ref: D. Eveborn *et al.* IF: 5.5
Water Research, 64 (2014), 42-52.

ตารางแสดงชนิดของธาตุ ที่สามารถตรวจวัดได้



CONTACT

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

111 อาคารสิรินธรวิทยโชชัย ถ.มหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


โทร: +66-4421-7040 Ext. 1671

แฟกซ์: +66-4421-7047

Email: wantana@slri.or.th

www.slri.or.th

www.facebook.com/SLRI.THAILAND




BL8: XAS X-ray Absorption Spectroscopy

Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)


www.slri.or.th

ตัวอย่างงานวิจัย

Synchrotron X-ray absorption spectroscopy
study of local structure transformation behav-
ior in perovskite Ba(Ti,Zr)O₃ system.



Normalized X-ray absorption Ti K-edge spectra of Ba(Zr_{1-x}Ti_x)O₃ powders for each composition at room temperature.



Comparison of normalized X-ray absorption Ti K-edge spectra of Ba(Zr_{1-x}Ti_x)O₃ (x = 0.25 and 0.75), with the simulated features of Ti K-edge XANES spectra of Ba(Zr,Ti)O₃-pseudo cubic (red-line), a nearly perfect cubic (black line), rhombohedral (dash-line), tetragonal perovskite (dot-line).

Ref: A. Bootchanont *et al.* IF: 2.999

Journal of Alloys and Compounds, 616 (2014), 430-435.

Technical specifications

- ช่วงพลังงานแสงซินโครตรอน
1250 eV - 12700 eV
- Energy resolution
 1.3×10^{-4} - 5.4×10^{-4}
- Photon flux
 3×10^8 - 8×10^{11} photons/sec at 100 mA
- Beam divergence
1.7 mrad(h) x 125 μ rad(v)
- เทคนิคการทดลอง XAS และระบบตรวจวัด
การวัดแบบทะลุผ่านด้วย Ion chambers
การวัดแบบเรืองแสงด้วย XRF detectors:
 - 13-element germanium detector
 - Focused 7-element silicon drift detector
 - 1-element silicon drift detector
- พลิกคัดเลือกพลังงานแสง
KTP(011), InSb(111), Si(111) และ Ge(220)
- ขนาดของลำแสงบนตัวอย่าง
 - 13mm(h) x 1mm(v) สำหรับการวัดแบบทะลุผ่าน
 - 20mm(h) x 1mm(v) สำหรับการวัดแบบเรืองแสง

ระบบลำเลียงแสงที่ 8


เป็นระบบลำเลียงแสงที่สองของห้องปฏิบัติการแสงสยามได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2548 สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุโดยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์(X-ray absorption spectroscopy) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดเคมีของธาตุและการจัดเรียงตัวของอะตอมโดยรอบในรัศมี 1.5-5 อังสตรอม (Å) นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการระบุสถานะออกซิเดชันของธาตุ รวมถึงศึกษาสมมาตรของโครงสร้างโมเลกุลได้

สเปกตรัม XAS ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 2 ชนิด ได้แก่
โครงสร้าง X-ray absorption near edge structure (XANES)
โครงสร้าง Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS)

XANES ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของธาตุเชิงปริมาณ และสถานะออกซิเดชันของธาตุในสารตัวอย่าง ส่วน EXAFS ใช้บ่งบอกจำนวนพันธะเคมีโดยรอบ ชนิดของอะตอมในพันธะเคมี และความยาวพันธะเคมีได้

เทคนิคการวัดที่ 1 TRANSMISSION MODE (TM Mode)

ในโหมดการวัดแบบทะลุผ่าน ตัวอย่างจะทำมุม 90 องศา กับที่แสงตกกระทบ และ Ionization chamber จะถูกใช้เพื่อวัดความเข้มของแสงที่ตกกระทบกับความเข้มแสงที่ส่องผ่าน




$$\text{Absorption: } \mu x = \ln(I_0/I_1)$$

การวัดตัวอย่างแบบทะลุผ่าน เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณธาตุที่สนใจไม่น้อยกว่า 5% โดยน้ำหนัก และเตรียมตัวอย่างให้มีความหนาที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

เทคนิคการวัดที่ 2 FLUORESCENCE MODE (FL Mode)

ในโหมดการวัดแบบเรืองแสง ตัวอย่างจะทำมุม 45 องศา กับลำแสงตกกระทบ และใช้เครื่อง XRF detector เพื่อวัดสัญญาณเรืองแสง (X-ray fluorescence) ที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวอย่างหลังจากตัวอย่างถูกกระตุ้นและดูดกลืนพลังงานจากรังสีเอ็กซ์



การวัดตัวอย่างแบบเรืองแสง เหมาะสำหรับตัวอย่างที่รังสีเอ็กซ์ไม่สามารถส่องผ่านได้ และตัวอย่างที่มีปริมาณหรือความเข้มข้นของธาตุที่สนใจน้อยมาก (ต่ำสุด 20 ppm)

